


DE Waskraag

'Haren wassen zonder Handicap'

Gebruikshandleiding Dompeldouche

Laat de pomp eerst in het water zakken.
Zet daarna de pomp pas aan.



Neem de pomp niet uit het water, terwijl deze aanstaat.
De douche zal niet goed kunnen sproeien, als de pomp weer in het water wordt gelaten.



Als de douche niet werkt.
Zet de douche dan uit en houd deze rechtop om het water eruit te laten lopen.
Laat de pomp vervolgens weer in het water zakken.
En zet daarna de pomp pas aan.



Voor meer informatie:

WWW.WASKRAAG.NL